

Radiofrekwencja mikroigłowa z głowicą SMART RF zabieg dopasowany do potrzeb terapeutycznych

Virtue RF to podejście do zabiegów mikronakłuwania z jednoczesną emisją fali radiowej. Technologia ta umożliwia dopasowanie intensywności zabiegu do obszaru, problemu i oczekiwanych rezultatów. Igły przewodzące falę radiową do tkanki działają na szerokim zakresie głębokości: od 0,1 mm do 3,5 mm. Natomiast połączenie odpowiedniej częstotliwości pracy z kartridżem o izolowanych lub nieizolowanych igłach oraz aktywnym trybem pulsacyjnym pozwala na stymulację tkanek do naturalnej odnowy nie tylko na obszarze twarzy, ale i ciała.



REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA
GŁOWICY SMART RF OD 0,1 MM DO 3,5 MM



TRYB PULSACYJNY DLA KOMFORTU
PRZEPROWADZANIA ZABIEGU



DWA TRYBY CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY:
1 MHz i 2 MHz



DWA RODZAJE TIPÓW ZABIEGOWYCH:
IGŁY IZOLOWANE I NIEIZOLOWANE



Zapytaj doradcę ITP S.A. o technologię
Virtue RF i przetestuj ją w swoim gabinecie!

